



akralab
one point, all solutions.

CONTENEDORES PARA FIJACIÓN DE MUESTRAS HISTOLÓGICAS

LISTOS PARA SU USO.

Le presentamos un novedoso sistema
de recogida de muestras histológicas
en **UN SOLO PASO.**

Histogen[®]
una marca Akralab

PRE-DISPENSADOS CON FORMALDEHÍDO TAMPONADO AL 10%





CONTENEDORES PARA FIJACIÓN DE MUESTRAS HISTOLÓGICAS

Histogen®
una marca Akralab

Le presentamos un novedoso sistema de recogida de muestras histológicas en **UN SOLO PASO**.

PRE-DISPENSADOS CON FORMALDEHÍDO TAMPONADO AL 10%

Olvídese de:

Gracias a:

La incómoda preparación de los contenedores para la fijación de muestras histológicas.



Histogen® y su sistema "en un solo paso". Nuestro contenedor está listo para su uso.

La dispensación del formaldehído y los peligros de la inhalación accidental de éste.



Los contenedores pre-dispensados con la cantidad de formaldehído necesaria para cubrir la muestra.

Los derrames de formaldehído a través de los cierres de los contenedores.



Tapón con faldón y rosca más extensos que evitan derrames. Excelente calidad y seguridad de los contenedores utilizados en nuestro sistema **Histogen®**.

La búsqueda del tamaño del contenedor adecuado para cada muestra.



La extensa gama de tamaños que ofrece **Histogen®**.

La imposibilidad de ver la muestra por la opacidad de los contenedores.



En los contenedores de 40, 60, 125, 180, 250, 350, 500 y 1000 ml, su transparencia permite el control de la muestra en el interior.

La imposibilidad de anotar datos de interés del paciente



Etiquetado individual que **Histogen®** incorpora en sus contenedores. Etiquetado que incluye además del lote y la caducidad de los reactivos, un completo número de campos a rellenar opcionalmente por el técnico, para conseguir una excelente trazabilidad de la muestra. Además dispone de Pictograma de Peligro/NOCIVO

Además, el Sistema **Histogen** utiliza formaldehído de la más alta calidad del mercado, para conseguir una fijación efectiva y reproducible.

Código de Producto	Descripción	Transparencia	Volumen contenedor	Volumen formol
HISTOGEN 40	Histogen. Formaldehído tamponado al 10%.	SI	40 ml.	20 ml.
HISTOGEN 60	Histogen. Formaldehído tamponado al 10%.	SI	60 ml.	30 ml.
HISTOGEN 125	Histogen. Formaldehído tamponado al 10%.	SI	125 ml.	62 ml.
HISTOGEN 180	Histogen. Formaldehído tamponado al 10%.	SI	180 ml.	90 ml.
HISTOGEN 250	Histogen. Formaldehído tamponado al 10%.	SI	250 ml.	125 ml.
HISTOGEN 350	Histogen. Formaldehído tamponado al 10%.	SI	350 ml.	175 ml.
HISTOGEN 500	Histogen. Formaldehído tamponado al 10%.	SI	500 ml.	250 ml.
HISTOGEN 1000	Histogen. Formaldehído tamponado al 10%.	SI	1000 ml.	500 ml.
HISTOGEN 2500	Histogen. Formaldehído tamponado al 10%.	NO	2500 ml.	1250 ml.
HISTOGEN 5000	Histogen. Formaldehído tamponado al 10%.	NO	5000 ml.	2500 ml.