

**STOCK
FUERA**

INCUBADORES DE CO₂

La mejor relación Calidad-Precio para sus cultivos anaerobios y sus cultivos celulares



N-BIOTEK
Leading Life science

NB-203XL
179 Litros

PVP

~~6.535 €~~

OFERTA

4.185 * €

*Promoción válida hasta
agotar existencias

Ventajas de los incubadores de CO₂



Incubadores de CO₂ con Sensor de infrarrojos y camisa de aire.



Sensor CO₂ IR de Doble Haz. Detección rápida y precisa de CO₂ independientemente de la temperatura y humedad.

Sistema de alarmas.



Pasamuros incluido.



Filtración HEPA en entradas de suministro de gas.



Características técnicas

Temperatura	NB-203XL
Distancia	Ambiente +5°C a 60°C
Precisión (LED)	± 0.1°C a 37°C
Incremento	0.1°C
Controlar	Control PID digital por microprocesador
CO ₂	
Distancia	0% a 20%
Precisión (LED) Incremento	± 0.1% al 5% a 37°C
Incremento	0.1%
Sensor	Sensor IR de CO ₂
Controlar	Microprocesador
Presión de entrada	0.1 MPA
Puerta exterior	Puerta magnética de embalaje de silicio
Puerta interior	Puerta de vidrio templado
Panel de operación	Botón táctil individual de 2 canales
Monitor	LED de 5 dígitos x 2
Tipo de chequeo	Tipo de pared seca (6 lados de calor)
Materiales de la cámara	Acero inoxidable (304)
Volumen de cámara	179 litros
Número de estantes	3 cada uno
Dimensiones de la cámara	473W x 528D x 710H mm.
Dimensiones totales	560W x 665D x 945H mm.
Peso	78 kg
Eléctrico	110 / 220V, 50 / 60Hz