

Catálogo Mobiliario Clínico



akralab
one point, all solutions.

Índice

Taburetes.....	3
Sillones de extracción.....	4
Carros camillas.....	5
Sillones.....	6
Carros para distribución.....	7
Mesas auxiliares.....	8
Carro medicación y unidosis.....	9
Carros multifunción.....	10
Armarios modulares ISO.....	11
Balanzas.....	12
Soportes portasueros.....	14
Muebles de laboratorio.....	15

TABURETES

TABURETE LABORATORIO

I23240

I23243



_Brazos regulables en altura, 5 posiciones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Regulación en altura mediante cilindro a gas, pudiéndose bloquear en diferentes alturas, altura mínima 63cm - máxima 88cm
- _Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 30Kg/m³. Ancho 46cm - fondo 44cm
- _Respaldo de polipropileno tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25 Kg/m³ regulable en altura y profundidad
- _Base de nylon diámetro 600mm
- _Aro reposapiés regulable en altura
- _Cinco ruedas giratorias de 50mm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

_Opciones ruedas: Ver página 21
_Wheels options: see page 21

					
23240	60	60	63-88	14	0,22
23243	60	60	63-88	14	0,22

Colores | Colours

											
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

I23120

_Aro reposapiés regulable en altura



I23119

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado, pudiéndose bloquear en diferentes alturas, altura mínima 56cm - máxima 76cm
- _Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 30Kg/m³ – diámetro 370 mm
- _Respaldo de polipropileno tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25 Kg/m³ regulable en altura y profundidad
- _Base de PVC diámetro 540mm
- _Cinco ruedas giratorias de 50mm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

_Opciones ruedas: Ver página 21
_Wheels options: see page 21

					
23116	50	50	56-76	8	0,14
23118	50	50	56-76	7	0,14
23119	54	54	56-76	7	0,16
23120	54	54	56-76	8	0,16

Sillón para extracción de sangre - 21180
Sillón para extracción de sangre



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura acero cromado
- _Respaldo y piecero articulados hasta la posición de horizontal
- _Reposabrazos regulables y desmontables
- _Largo extendido: 165cm
- _Altura del asiento 60cm

 **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificar-se color, por defecto se entenderá **NEGRO**

					
21180	60	80	135	25	0,60
21182	60	80	135	25	0,60

Sillón para extracción de sangre - 21184
Sillón para extracción de sangre con mesas auxiliares



SILLON PARA EXTRACCIONES DE SANGRE

- _Estructura de acero con revesti-miento en epoxy
- _Respaldo Y Piecero articulados mediante resorte de gas
- _Varias posiciones
- _Reposa brazos giratorios y regula-bles en altura Mesas auxiliares abatibles y regulables en altura
- _Altura de asiento 50cm

					
21184	170	60	120	32	0,51




CARRO CAMILLA DE URGENCIAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Regulable en altura mediante actuador hidráulico
- _Dos secciones
- _Cabecero regulable mediante resorte a gas 70°
- _Barandillas abatibles
- _Soporte de sueros regulable en altura
- _Capacidad de carga 225kg
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25kg/m3
- _Ruedas de 125mm, dos con freno


¡IMPOR TANTE! En caso de no especificar-se color, por defecto se entenderá **NEGRO**



	 cm	 cm	 cm	 Kg	 m ³
10005	210	66	60-98	75	0,83
10006	210	66	60-98	75	0,83

Colores





SILLON PARA EXTRACCIONES DE SANGRE

- Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- Respaldo y reposa-pies articulados mediante resorte de gas
- Asiento inclinación eléctrico
- Trendelemburg / antitren
- Regulable en altura hidráulicamente
- Brazos en forma de teja, regulables en altura, giratorios y reclinables con fijación mediante maneta
- Ruedas retráctiles ocultas con sistema de bloqueo

BLOOD EXTRACTION ARMCHAIR

- Steel structure with epoxy coating
- Backrest and footrest gas-spring operated
- Electric reclining seat
- Trendelemburg / antitren
- Hydraulic adjustable height
- Fully adjustable armrests
- Withdrawing-hidden wheels with blocking system

					
21255	180	80	55-85	45	0,84



SILLON PARA EXTRACCIONES DE SANGRE

- Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- Respaldo, asiento y reposa-pies articulados mediante resorte de gas
- Trendelemburg / antitren
- Regulable en altura eléctricamente
- Brazos en forma de teja, regulables en altura, giratorios y reclinables con fijación mediante maneta
- Ruedas retráctiles ocultas con sistema de bloqueo

BLOOD EXTRACTION ARMCHAIR

- Steel structure with epoxy coating
- Backrest, seat and footrest gas-spring operated
- Trendelemburg / antitren
- Electrical adjustable height
- Adjustable armrests
- Withdrawing-hidden wheels with blocking system

21250	180	80	55-85	45	0,8



SILLON PARA DIALISIS

- Est. de acero con revest. en epoxy
- Altura regulable eléctricamente
- Respaldo abatible eléctricamente hasta 90°
- Posición de Trendelemburg y antitrendelemburg eléctrico
- Reposa piernas abatible eléctricamente
- Soportes de pies extensibles
- Soportes de brazos escamotables y giratorios
- Mando de control eléctrico con accionamiento individual y sincronizado
- Sistema de memorias predeterminadas
- Ruedas de 125mm con sistema de freno centralizado

HAEMODIALYSIS ARMCHAIR

- Steel structure with epoxy coating
- Electric height adjustment
- Electric reclining backrest till 90°
- Electric Trendelemburg and antitrendelemburg position
- Electric folding legs rest
- Extensive feet support
- Revolving and folding arm support
- Electric device with either synchronized or individual action control
- Predetermined memory system
- Revolving wheels of 125 mm with centralized brake system

					
21185	185	60	54-83	70	0,65



SILLON PARA EXTR. DE SANGRE

- Est. de acero con revest. en epoxy
- Altura regulable electricamente
- Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado mediante resorte a gas
- Picero abatible hasta posición horizontal mediante resorte a gas
- Trendelemburg simultaneo en posición elevada
- Brazos en forma de teja regulables en altura giratorios y reclinables con fijación, mediante maneta
- Apoyacabezas regulable en altura
- Cuatro patas una de ellas con nivelador
- Tapizado en Skay

BLOOD EXTRACTION ARMCHAIR

- Steel structure with epoxy coating
- Electric height adjustable
- Backrest operated by gas system from horizontal to seated position
- Folding footrest by gas system to horizontal position
- Simultaneous trendelemburg in high position
- Armrest adjustable in height, swing and reclining by knob
- Height adjustable headrest
- Four legs, one with level
- Upholstered in Skay

					
21188	180	80	52-92	62	0,87



SILLON PARA EXTRACCIONES DE SANGRE

- Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- Respaldo Y Picero articulados mediante resorte de gas
- Varias posiciones
- Reposa brazos giratorios y regulables en altura Mesas auxiliares abatibles y regulables en altura
- Altura de asiento 50cm

BLOOD EXTRACTION ARMCHAIR

- Steel structure with epoxy coating
- Backrest and footrest gas-spring operated
- Different optional positions
- Rolling armrests adjustable in height
- Auxiliary reclining tables
- Height of seat 50 cm

					
21184	170	60	120	32	0,51



SILLON PARA EXTRACCIONES DE SANGRE

- Estructura acero cromado
- Respaldo y picero articulados hasta la posición de horizontal
- Reposabrazos regulables y desmontables
- Largo asiento extendido: 165cm
- Altura del asiento 60cm

BLOOD EXTRACTIONS ARMCHAIR

- Chromed steel structure
- Manual adjustable backrest and footrest to horizontal position
- Adjustable and removable armrest
- Length of seat extended: 165cm
- Height of seat 60cm

					
21180	165	60	135	25	0,60



SILLON PARA EXTRACCIONES DE SANGRE

- Estructura acero cromado
- Respaldo y picero articulados hasta la posición de horizontal
- Reposabrazos regulables y desmontables
- Tapizado Ergonómico
- Largo asiento extendido: 165cm
- Altura del asiento 60cm

BLOOD EXTRACTIONS ARMCHAIR

- Chromed steel structure
- Manual adjustable backrest and footrest to horizontal position
- Adjustable and removable armrest
- Ergonomic upholstery
- Headrest
- Length of seat extended: 165cm
- Height of seat 60cm

					
21182	165	60	135	25	0,60



SILLON PARA PODOLOGIA

- Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- Respaldo articulado mediante resorte a gas
- Asiento inclinación eléctrico
- Reposa-piernas independientes regulables mediante resorte a gas
- Trendelemburg / antitrendelemburg
- Regulable en altura hidráulicamente
- Brazos abatibles
- Ruedas retráctiles ocultas con sistema de bloqueo

CHIROPODIST ARMCHAIR

- Steel structure with epoxy coating
- Back rest gas spring operated
- Electric reclining seat
- Two independent gas spring adjustable leggingis
- Trendelemburg / antitren
- Hydraulic adjustable height
- Folding arms
- Withdrawing-hidden wheels with blocking system

					
21210	180	85	55-85	45	0,84



CARROS UTILITARIOS BASIC GRANDE. REF. 500001



Carro utilitario Basic grande

REF.	MATERIAL	MEDIDAS (cm)	COLORES
500001	Polipropileno	102 x 50 x 96	● ●



CARROS UTILITARIOS BASIC PEQUEÑO. REF. 500002



Carro utilitario Basic pequeño

REF.	MATERIAL	MEDIDAS (cm)	COLORES
500002	Polipropileno	84,5 x 43 x 95	● ●



CARRO PLATAFORMA PLEGABLE. 150 KG. REF. PT-150P



Carro plataforma plegable de polipropileno para 150 kg. Asa de Acero y plataforma de polipropileno. Frenos en ruedas traseras. Ruedas termoplásticas

- Peso: 8,500 Kg
- Altura: 93 cm
- Medidas Plataforma: 46,80x74 cm
- Medidas Plegado 46,80x74x27,40 cm

10130

_Dos baldas con reborde de 5cm



10133

_Tres baldas con reborde de 5cm



CARRO PARA DISTRIBUCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura acero inoxidable
- _Ruedas giratorias de 100mm

10130	95	50	95	18	0.45
10133	95	50	95	22	0.45
10226	95	55	95	21	0.50
10227	95	55	95	17	0.50

MESAS AUXILIARES

MESA AUXILIAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Bandeja superior extraíble acero inoxidable
- _Entrepañio inferior liso acero inoxidable
- _Ruedas giratorias de 80mm

14100	60	40	80	8	0.20
14103	60	40	80	8	0.20
14133	60	40	80	8	0.20
14136	60	40	80	8	0.20

inmoclinc
Fabricamos bienestar

14133

_Estructura acero cromado



14100

_Estructura acero inoxidable

CARROS DE MEDICACIÓN Y UNIDOSIS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura de aluminio y acero con revestimiento en epoxy
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- Empujador lateral
- Base de alto impacto en ABS
- Cajones con autocierre, apertura 110%
- Frente colores: rojo, azul, morado, blanco y pistacho
- Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- 2 bandejas apertura 110% con 8 cajetines para medicación de 230x120x70mm
- Cajetines con divisiones transparentes y tarjeta de identificación
- Cerradura con llave
- Ruedas giratorias anti hilos de 100mm, dos con freno
- Equipado opcionalmente con accesorios: Ver páginas 10 a 12


72000


					
72000	78	46	97	62	0,34
72005	78	46	97	61	0,34



CARROS MULTIFUNCIÓN

Carros estáticos para uso en área de asistencia médica. UCI, cardiología, traumatología, neurología, consultas externas, diagnóstico, vendajes, extracción, sector dental y veterinaria.



CARRO MULTIFUNCIÓN SQS
Q092 W.(6)CP
SQ061 W.26(RA5Q.A5.R1Q).30.33L
(6)CP



CARRO SIMPLE
S300
3133 F
365 F.26LW(R1).46.50

CARRO DOBLE SERIE 300
3826 B
N365 B.26LW(R2N).32NR



CARROS SIMPLES Y MULTIFUNCIÓN SERIE 300

Carros estáticos para uso en área de asistencia médica. UCI, cardiología, traumatología, neurología, consultas externas, diagnóstico, vendajes, extracción, sector dental y veterinaria.



3132 W
365 W.26LW(R2).32L.33R.50



3133 F
365 F.26LW(R1).46.50



3180 Y
362M6TX Y.26M(R75M)



3174 G
332TX G.26M(R75M)



314



3102 B 322 B.32R



3105 Y 332 Y.26LW(R1)



3127 F 365 F.32R.46



3129 W
365 W.32R



3131 W
365 W.30.32L




3140 F
365 F.26LW(R1).30.46.50



3145 G
365 G.26(RA5.A5.R1).32R

ARMARIOS ISO MODULAR MULTIFUNCIONAL



Colores




<— 1.95mts —>

ARMARIOS ISO MODULAR MULTIFUNCIONAL

Colores



<— 1.35mts —>



inmoclinc
Furniture for your health

BALANZAS PARA CAMILLAS MWS-L

Balanzas para camillas, con una altura reducida para un acceso cómodo, con aprobación de homologación y médica

Datos técnicos

- Pantalla LCD, altura de dígitos 25 mm
- Dimensiones del indicador
A×P×A 210×110×50 mm
- Dimensiones totales
A×P×A 1500×860×68 mm
- Puede ser utilizada con pilas, 6× 1,5V AA, no incluidas, duración de servicio aprox. 50 h.
- Adaptador de red (externo) está incluido
- Longitud de cable del indicador aprox. 180 cm
- Peso neto aprox. 40 kg



Modelo KERN	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] kg	Valor de homologación [e] kg	Plato de pesaje mm	Obligatorio por la ley Homologación	
					 KERN	
MWS 300K-1LM	300	0,1	0,1	1200×800	965-129	

BALANZA ANALÍTICA CORPORAL MFB

Este balanza de la grasa del cuerpo trabaja para averiguar la grasa del cuerpo, el porcentaje de agua, el porcentaje de masa muscular y el peso de los huesos según el así llamado método de impedancia.

En este método se mide la resistencia del cuerpo humano mediante impulsos eléctricos.

Balanza analítica de grasa corporal MFB
Así que por ejemplo un alto porcentaje de grasa en el cuerpo aumenta la resistencia.

Para el cálculo individual de estos valores se pueden almacenar para diez personas los datos básicos (como estatura, edad y sexo).



Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] kg
MFB 150K100S05	182	0,1



**BALANZA PESAPERSONAS CON
TALLÍMETRO MECÁNICO MPS**

Balanza pesapersonas profesional, con función IMC y aprobación de homologación y médica para uso profesional en el diagnóstico médico

KERN



Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] kg	Valor de verificación [e] kg	Opcion Verificación	Opción Cert. de calibración DAkkS
MPS 200K100M	200	0,1	0,1	✓	✓
MPS 200K100PM	200	0,1	0,1	✓	✓

BALANZA PESA BEBÉS MBC

Balanza pesabebés de elegante diseño con aprobación y homologación médica para el uso profesional móvil o fijo en el diagnóstico médico



SOPORTE PORTASUEROS CARGAS PESADAS


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura acero inoxidable
- _Tubo exterior diámetro 33 mm
- _Tubo interior diámetro 25 mm
- _Cuatro ganchos para botellas de 5 kg por gancho
- _Regulable en altura manualmente con pomo de fijación, desde 1500 mm a 2300 mm
- _Sistema de descenso suave
- _Base de aluminio con contrapeso 640 mm
- _Cinco ruedas giratorias de 65 mm dos de ellas conductivas y con freno.

OR I.V. STAND



22300	64	64	150-230	8	0,28



SOPORTE PORTASUEROS CUIDADOS INTENSIVOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura acero inoxidable
- _Tubo exterior diámetro 33 mm
- _Tubo interior diámetro 25 mm
- _Cuatro ganchos para botellas de 5 kg por gancho
- _Regulable en altura manualmente con pomo de fijación, desde 1500 mm a 2300 mm
- _Sistema de descenso suave
- _Base de aluminio con contrapeso 640 mm
- _Cinco ruedas giratorias de 65 mm dos de ellas conductivas y con freno.

ICU I.V. STAND



22306	64	64	150-220	7	0,28
22309	64	64	150-220	7	0,28





MOBILIARIO DE LABORATORIO PARA FARMACIAS

Desde 2016 nos hemos especializado en la fabricación y suministro de mobiliario de laboratorio de formulación farmacéutica. La aplicación de las tecnologías más avanzadas en nuestro sistema de fabricación nos permite ofrecer productos de calidad en un plazo de entrega muy corto.

Esto, junto a las crecientes necesidades de nuestros clientes, nos ha permitido también equipar "llave en mano" los laboratorios de formulación más importantes del país.

Nuestras soluciones abarcan:

- Diseño, ingeniería y construcción de salas
- Climatización
- Validaciones
- Suministro de mobiliario y equipamiento científico
- Suministro de equipos de producción
- Mantenimiento preventivo y correctivo





Pol. Ind. Atalayas
Avda. de la Antigua Peseta, 77
03114 Alicante

Telf. 902 22 22 75 | +34 965 11 65 21
Fax. 902 15 41 65 | +34 965 11 57 62

atencion.clientes@akralab.es

www.akralab.es