

INCUBADORES DE CO₂

La mejor relación Calidad-Precio para sus cultivos anaerobios y sus cultivos celulares.

Incubadores de CO₂ con sensor de infrarrojos y camisa de aire. Idóneos para trabajar en Microbiología en una atmósfera anaerobia, o bien para cultivo de células eucarióticas. Detección rápida de CO₂ independientemente de la temperatura y humedad.

NB-203
42 Litros



OFERTA LIMITADA
~~5.105€~~
3.230€

NB-203XL
179 Litros



OFERTA LIMITADA
~~6.535€~~
4.020€

Ventajas de los incubadores de CO2

-  Incubadores de CO2 con Sensor de infrarrojos y camisa de aire.
-  Sensor CO2 IR de Doble Haz. Detección rápida y precisa de CO2 independientemente de la temperatura y humedad.
-  Sistema de alarmas.
-  Filtración HEPA en entradas de suministro de gas.



Características técnicas

| Modelo | NB-203 | NB-203XL |
|-----------------------------|---|------------------------|
| Temperatura | | |
| Rango | Ambiente +5°C a 60°C | |
| Precisión | ±0.25°C at 37°C | |
| Incremento | 0.1°C | |
| Control | Microprocessor Digital PID | |
| CO2 | | |
| Rango | 0% to 20% | |
| Precisión | ±0.1% at 5% at 37°C | |
| Incremento | 0.1% | |
| Sensor | Sensor IR CO2 | |
| Control | Microprocessor | |
| Rango de presión de entrada | 0.3~0.5bar | 0.6~0.7bar |
| Puerta | | |
| Puerta Exterior | Puerta magnética de embalaje de silicio | |
| Puerta Interior | Puerta de vidrio templado | |
| Panel operativo | Botón táctil individual de 2 canales | |
| Display | Pantalla LED | |
| Tipo panel | Tipo de pared seca (calor de 6 lados) | |
| Chamber material | Acero inoxidable 304 | |
| Volumen de la cámara | 42 litros | 179 litros |
| Número de lejas | 2ea (Max shelves 4ea) | 3ea (Max Shelves 8ea) |
| Chamber dimension | 320(W)x350(D)x370(H)mm | 473(W)x528(D)x710(H)mm |
| Overall dimension | 408(W)x482(D)x550(H)mm | 560(W)x665(D)x945(H)mm |
| Potencia | 110/220V,50/60Hz 400W | 110/220V,50/60Hz 600W |
| Peso | 35kg | 78kg |

WWW.AKRALAB.ES

*Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2022. Precios sin 21% IVA, ni portes y/o colocación, consultar según ubicación. Para más información consulte con nuestros agentes. Akralab SL se reserva el derecho a modificar esta promoción sin previo aviso.