

INCUBADORES DE CO₂

La mejor relación Calidad-Precio para sus cultivos anaerobios y sus cultivos celulares.

Incubadores de CO₂ con sensor de infrarrojos y camisa de aire. Idóneos para trabajar en Microbiología en una atmósfera anaerobia, o bien para cultivo de células eucarióticas. Detección rápida de CO₂ independientemente de la temperatura y humedad.



NB-203
42 Litros



OFERTA
LIMITADA

~~5.105€~~

3.645€

Saber más



NB-203XL
179 Litros



OFERTA
LIMITADA

~~6.505€~~

4.405€

Principales Características

-  Incubadores de CO2 con Sensor de infrarrojos y camisa de aire.
-  Sensor CO2 IR de Doble Haz. Detección rápida y precisa de CO2 independientemente de la temperatura y humedad.
-  Sistema de alarmas.
-  Filtración HEPA en entradas de suministro de gas.
-  Pasamuros integrado.



Especificaciones técnicas

Modelo	NB-203	NB-203XL
Temperatura		
Rango	Ambiente +5°C a 60°C	
Precisión	±0.25°C at 37°C	
Incremento	0.1°C	
Control	Microprocessor Digital PID	
CO2		
Rango	0% to 20%	
Precisión	±0.1% at 5% at 37°C	
Incremento	0.1%	
Sensor	Sensor IR CO2	
Control	Microprocessor	
Rango de presión de entrada	0.3~0.5bar	0.6~0.7bar
Puerta		
Puerta Exterior	Puerta magnética de embalaje de silicio	
Puerta Interior	Puerta de vidrio templado	
Panel operativo	Botón táctil individual de 2 canales	
Display	Pantalla LED	
Tipo panel	Tipo de pared seca (calor de 6 lados)	
Chamber material	Acero inoxidable 304	
Volumen de la cámara	42 litros	179 litros
Número de lejas	2ea (Max shelves 4ea)	3ea (Max Shelves 8ea)
Chamber dimension	320(W)x350(D)x370(H)mm	473(W)x528(D)x710(H)mm
Overall dimension	408(W)x482(D)x550(H)mm	560(W)x665(D)x945(H)mm
Potencia	110/220V,50/60Hz 400W	110/220V,50/60Hz 600W
Peso	35kg	78kg

V.2-marzo 2023

WWW.AKRALAB.ES

*Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2023. Precios sin 21% IVA, ni portes y/o colocación, consultar según ubicación. Para más información consulte con nuestros agentes. Debido a la continua fluctuación que los precios están sufriendo en los últimos meses, Akralab SL se reserva el derecho a modificar esta promoción sin previo aviso.