

CENTRÍFUGAS CLÍNICAS

Gama de centrífugas clínicas de sobremesa para diferentes usos, según los volúmenes de trabajo del laboratorio.

Saber más



OFERTA
LIMITADA

550€



Centrífuga Fugelab BG10

Rotor angular y de inducción

Capacidad: 12 tubos x 15 ml.

Ref. 600431GBF010

Centrífuga digital de inducción Premium. Robusta, con motor sin escobillas. Dispone de una gran variedad de adaptadores para tubos convencionales en uso clínico, tanto en laboratorios centralizados, como en centros de extracción.

- Adaptadores de serie para distintos volúmenes: 13x75 mm, 13x100 mm, 16x60 mm y 16x100 mm.
- Compatible con tubos de 3, 5, 7, 10, 15 y 20 ml.
- Admite tubos Falcon de 15 y 50 ml.

| Modelo | Ref. | Capacidad | Dimensiones | RPM |
|--------------|--------------|-----------|----------------|----------|
| Fugelab BG10 | 600431GBF010 | 12x15 ml | 485x375x290 mm | 100-4000 |

Saber más



OFERTA
LIMITADA

1.700€



Centrífuga Medibas+

Rotor angular y de inducción

Capacidad: 16 tubos de 15 ml

Ref. 600431GLC001

Centrífuga clínica con rotor oscilante para una capacidad media de carga de tubos. Tamaño reducido para un mejor manejo en el laboratorio.

- Adaptadores para volúmenes: 16 tubos de 13x75 mm y 16 tubos de 13x100 mm.
- Acepta tubos de filtración de parásitos en heces de 17x120 mm.

| Modelo | Ref. | Capacidad | Dimensiones | RPM |
|----------|--------------|-----------|----------------|------|
| Medibas+ | 600431GLC001 | 16x15 ml | 280x500x320 mm | 4000 |

Saber más


 OFERTA
 LIMITADA

3.050€


Centrifuga Unicen 21

Rotor oscilante y motor de inducción

Capacidad: 28 tubos de 15 ml

Ref. 6175310CE126

Centrífuga clínica ventilada con rotor basculante (RT260) para una capacidad media de de carga de 28 tubos.

Tamaño reducido para un mejor manejo en el laboratorio sin perder prestaciones de servicio.

- Adaptadores de serie para distintos volúmenes: 13x75 mm, 13x82 mm 13x100 mm, 13x107 mm.
- Compatible con tubos de 5, 7, 10 ml.

| Modelo | Ref. | Capacidad | Dimensiones | RPM |
|-----------|--------------|-----------|---------------|------|
| Unicen 21 | 6175310CE126 | 28x15 ml | 410x520x320mm | 4200 |

Características técnicas

| Modelo | Fugelab BG10 | Medibas+ | Unicen 21 |
|----------------------------|---|---|---|
| Ref. | 600431GBF010 | 600431GLC001 | 6175310CE126 |
| Tipo centrífuga | Básica | Para PRP | Avanzada |
| Capacidad | 12x15 ml | 16x15 ml | 28x15 ml |
| Dimensiones | 485x375x290 mm | 280x500x320 mm | 410x520x320mm |
| RPM | 100-4000 | 4000 | 4200 |
| G Máx. | 1770 | 2790 | 2938 |
| Reductores/ adaptadores | GBK003 (12 tubos 13x75) GBK002 (12 tubos 13x100) | GBK003 (16 tubos 13x75) GBK002 (16 tubos 13x100) | RE512 (28 tubos 13x75) RE516 (28 tubos 13x100) |

www.akralab.es

V2. SEPTIEMBRE 2023

*Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2023. Precios sin 21% IVA, ni portes y/o colocación, consultar según ubicación. Para más información consulte con nuestros agentes. Debido a la continua fluctuación que los precios están sufriendo en los últimos meses, Akralab SL se reserva el derecho a modificar esta promoción sin previo aviso.