

CENTRÍFUGAS CLÍNICAS

Saber más



OFERTA
LIMITADA

450€



Centrífuga de Punto de extracción

Rotor angular y motor de inducción

Capacidad: 12 tubos

Ref. 66553100TD4Y

Centrífuga digital para aplicaciones de rutina con rotor angular y motor de inducción con capacidad para 12 tubos clínicos.

- Incluye adaptadores para tubos de 13x75 mm, 13x100 mm y aloja sin adaptador tubos de 16x100 mm.
- Compatible con tubos de 5, 7 y 10 ml.

Modelo	Capacidad	Dimensiones	RPM
AKR50-i	12x15 ml	310x260x220 mm	100-4000

Saber más



OFERTA
LIMITADA

3.354€



Centrífuga Clínica hasta 28 tubos

Rotor oscilante

Capacidad: 28 tubos

Ref. CE126+RT260+RE512+RE516

Centrífuga clínica ventilada con rotor basculante (RT260) para una capacidad media de carga. Tamaño reducido para un mejor manejo en el laboratorio sin perder prestaciones de servicio.

- Incluye adaptadores para tubos de 13x75 mm, 13x82 mm, 13x100 mm y aloja sin adaptador tubos de 16x100 mm.
- Compatible con tubos de 5, 7, 10 ml.

Modelo	Capacidad	Dimensiones	RPM
UNICEN 21	28x15 ml	410x520x320 mm	4200

Características técnicas

Modelo	AKR50-i	Unicen 21
Ref.	66553100TD4Y	CE126+RT260
Tipología	Básica	Avanzada
Capacidad	12x15 ml	28x15 ml
RPM	100-4000	4200
G Máx.	1770	2938
Reductores/ adaptadores	12 tub. 13x75 12 tub. 13x100	RE512 (28 tub. 13x75) RE516 (28 tub. 13x100)

www.akralab.es

V4.MAYO2025

*Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2025. Precios sin 21% IVA, ni portes y/o colocación, consultar según ubicación. Para más información consulte con nuestros agentes. Debido a la continua fluctuación que los precios están sufriendo en los últimos meses, Akralab SLU se reserva el derecho a modificar esta promoción sin previo aviso.