

PUNTAS DE PIPETA ZEROTIP™

Puntas de pipeta de baja retención con filtro antiaerosol de PP. Superficie interna de la punta altamente hidrofóbica, ideal para la dispensación completa de líquidos biológicos.

Características:

- Estériles. Libre de DNAsa, RNAsa, pirógenos / endotoxinas, inhibidores de la PCR y metales traza.
- Ideal para muestras biológicas que contienen detergentes como SDS, Tween Triton® -100 ect.
- Racks autoclavables sin deterioro, ni merma.
- Volúmenes desde 10 a 1000 µl.
- Presentación: 20 racks (2 cajas de 10 racks x 96 puntas).



10 RACKS
desde*

37,50
€

Referencia	Volumen	Presentación	PVP 20 Racks	Precio Promo 20 Racks*	Precio Promo 10 Racks*
PMT252010	10 µl	2x[10 Racks x 96 ud]	88,40 €	75 €	37,50 €
PMT233010	10 µl Long	2x[10 Racks x 96 ud]	83,10 €	75 €	37,50 €
PMT252020	20 µl	2x[10 Racks x 96 ud]	92,98 €	75 €	37,50 €
PMT252100	100 µl	2x[10 Racks x 96 ud]	91,75 €	75 €	37,50 €
PMT231200	200 µl	2x[10 Racks x 96 ud]	91,75 €	75 €	37,50 €
PMT233300	300 µl	2x[10 Racks x 96 ud]	102,80 €	75 €	37,50 €
PMT252000	1000 µl	2x[10 Racks x 96 ud]	168,00 €	110 €	55,00 €
PMT371000	1000 µl Long	2x[10 Racks x 96 ud]	168,00 €	110 €	55,00 €