

CENTRÍFUGAS CLÍNICAS

Gama de centrífugas clínicas de sobremesa para diferentes usos, según los volúmenes de trabajo del laboratorio.

Saber más



OFERTA LIMITADA

360€

Centrífuga de Punto de extracción

Rotor angular y motor de inducción

Ref. 66553100TD4Y

Capacidad: 12 tubos

Centrífuga digital para aplicaciones de rutina con rotor angular y motor de inducción con capacidad para 12 tubos clínicos.

- Incluye adaptadores para tubos de 13x75 mm, 13x100 mm y aloja sin adaptador tubos de 16x100 mm.
- Compatible con tubos de 5, 7 y 10 ml.

Modelo	Capacidad	Dimensiones	RPM
AKR50-i	12x15 ml	310x260x220 mm	100-4000

Saber más



OFERTA LIMITADA

435€

Centrífuga avanzada de Punto de extracción

Rotor angular y motor de inducción

Capacidad: 12 tubos

Ref. 600431GBF010

Centrífuga digital con base y tapa metálicas, compatible con tubos clínicos de 3, 5, 7 y 10 ml, y ampliable opcionalmente a tubos tipo falcon.

- Programable
- Admite Short Spin (pulsos cortos)
- Apertura automática de tapa al finalizar
- Sistema de emergencia ante fallo eléctrico
- Base metálica amplia y patas robustas diseñadas para minimizar la vibración y asegurar una fijación estable
- Funcionamiento muy silencioso (<65 dB)
- Opcionalmente adaptadores para tubos "tipo falcon" de 15ml

Modelo	Capacidad	Dimensiones	RPM
Fugelab GB10	12x15 ml	485x375x290 mm	100-4000

Saber más



OFERTA LIMITADA

2.845€

Centrífuga avanzada

Rotor oscilante y motor de inducción

Capacidad: 32 tubos

Ref. 600431GNC001+ 600432GNP007

Centrífuga de sobremesa de alta capacidad con control por microprocesador, rotor oscilante y motor de inducción sin escobillas. Compatible con tubos clínicos de 3, 5 y 8 ml, y ampliable opcionalmente a tubos tipo falcon.

- Control digital de velocidad y tiempo con resolución de 10 rpm.
- Programable en RPM o FCR, con hasta 9 programas y función de pulsos.
- Sistema de seguridad con cierre electromecánico y parada automática ante exceso de velocidad. Apertura manual en caso de fallo eléctrico.
- Motor de inducción libre de mantenimiento, con protección térmica.
- Estructura en acero inoxidable con cámara interna antivibración.

Modelo	Capacidad	Dimensiones	RPM
Multibas+ 2750	32x15 ml	418x375x290 mm	5000

Saber más



OFERTA
LIMITADA

3.455€



Centrífuga Clínica 28 tubos Orto Alresa

Rotor oscilante

Capacidad: 28 tubos

Ref. CE126+RT260+RE512+RE516

Centrífuga clínica fabricada en España, con rotor basculante que permite alcanzar mayores valores "g" para lograr separaciones más eficientes, en un formato compacto y con un diseño robusto, que se integra fácilmente en el laboratorio sin renunciar a altas prestaciones.

- Incluye adaptadores para tubos de 13x75 mm, 13x82 mm, 13x100 mm y aloja sin adaptador tubos de 16x100 mm.
- Compatible con tubos de 5, 7, 10 ml.

Modelo	Capacidad	Dimensiones	RPM
UNICEN 21	28x15 ml	410x520x320 mm	4200

Saber más



OFERTA
LIMITADA

6.165€



Centrífuga Clínica Refrigerada Orto Alresa

Rotor oscilante y refrigerada

Capacidad: 28 tubos

Ref. CE259+RT315

Centrífuga universal con sistema de refrigeración (4°C) para soportar tandas sucesivas de centrifugado sin sobrecalentamiento de las muestras.

- Incluye adaptadores para tubos de 13x75 mm, 13x82 mm y aloja sin adaptador tubos de 16x100 mm.
- Compatible con tubos de 5, 7 y 10 ml.

Modelo	Capacidad	Dimensiones	RPM
DIGICEN 22R	28x15 ml	590x620x320 mm	5000

Características técnicas

Modelo	AKR50-i	Fugelab GB10	Multibas+	Unicen 21	Digicen 22R
Ref.	66553100TD4Y	600431GBF010	600431GNC001+ 600432GNP007	6175310CE126+RT260	CE259+RT315
Tipología	Básica	Básica	Avanzada	Avanzada	Avanzada
Capacidad	12x15 ml	12x15 ml	32x15 ml	28x15 ml	28x15 ml
Dimensiones (mm)	310x260x220	485x375x290	485x375x290	410x520x320	590x620x320
RPM	100-4000	100-4000	100-4000	4200	5000
G Máx.	1770	1770	5000	2938	2938
Reductores/ adaptadores	12 tub. 13x75 12 tub. 13x100	GBK003 (12 tub.13x75) GBK002 (12 tub. 13x100)	GLK010 (32 tub.13x75 y 13x100) GLK009 (32 tub. 13x75) GLK011 (32 tub. 16x100)	RE512 (28 tub. 13x75) RE516 (28 tub. 13x100)	RE512 (28 tub. 13x75) RE516 (28 tub. 13x100)

www.akralab.es

V6.MAYO2026

*Promoción válida hasta el 31 de diciembre 2026. Precios sin 21% IVA, ni portes y/o colocación, consultar según ubicación. Para más información consulte con nuestros agentes. Debido a la continua fluctuación que los precios están sufriendo en los últimos meses, Akralab SLU se reserva el derecho a modificar esta promoción sin previo aviso.