

CONJUNTO ACCESORIOS HAS-1 PARA ASPIRADOR CULTIVO CELULAR FTA-2I



Completo conjunto de operador manual para aspirador de cultivo celular FTA-2i.

SKU: BS-040118-PK

Categorías: [Instrumentación para Microbiología](#), [Microbiología](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Conjunto de operador manual para aspirador de cultivo celular FTA-2i compuesto por:

- Adaptador de 1 canal
 - con eyector para puntas de 200 µl
 - con clavija de acero inoxidable de 40 mm
 - con clavija de acero inoxidable de 125 mm
- Adaptador de 8 canales
 - con eyector para puntas de 200 µl
 - con clavijas de acero inoxidable de 35 mm
- Soporte SH-6

