

Acumulador de frío para tubos



Acumulador ligero para tubos primarios (13x75 mm o mayores) dotado de un gel que mantiene los tubos congelados durante su transporte. Caja de 8 unidades.

Acumulador ligero para tubos primarios de 13x75 mm o de mayor tamaño, dotados con un gel que mantiene los tubos congelados durante el transporte. El bio-contenedor isotérmico Termovial es el producto ideal para el transporte de tubos de ensayo o viales con muestras de diagnóstico, PCR, vacunas, etc.

Ya sea a temperaturas refrigeradas o congeladas, Termovial cumple completamente con ADR, RID, IMDG, las instrucciones de empaquetado IATA P650 y regulaciones para el transporte aéreo, vial, ferroviario y marítimo, así como Instrucciones técnicas de la OACI.

Los diferentes componentes que conforman el Termovial, particularmente su tapón hermético, aseguran la íntegra conservación de los tubos de ensayo o viales de muestras de diagnóstico durante el transporte.

Presentación en caja de 8 unidades.

SKU: 1-TMVPOSIT

Categories: Preanalítica, Trazabilidad y Neveras de transporte