

Acumulador de frío para nevera ADR Bioclinic II



Placa acumuladora de frío para mantenimiento de muestras durante el transporte en nevera ADR Bioclinic II.

Placa acumuladora de frío para mantenimiento de muestras al transportar en [nevera ADR Bioclinic II](#).

Perfecta para colocación en la tapa de la nevera ADR Bioclinic II.

Características

- Dimensiones: 31 x 16 x 4 cm.

- Peso ud.: 864 gr.

SKU: ACUGR

Categories: Preamplificadora, Trazabilidad y Neveras de transporte