

ACUMULADOR DE FRÍO PARA NEVERA ADR BIOCLINIC II



Placa acumuladora de frío para mantenimiento de muestras durante el transporte en nevera ADR Bioclinic II.

SKU: ACUGR

Categorías: [Preanalítica](#), [Trazabilidad y Neveras de transporte](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Placa acumuladora de frío para mantenimiento de muestras al transportar en [nevera ADR Bioclinic II](#).

Perfecta para colocación en la tapa de la nevera ADR Bioclinic II.

Características

- Dimensiones: 31 x 16 x 4 cm.
- Peso ud.: 864 gr.