

Adaptador de centrífuga para tubos 5-7 ml GBK003

26,50€ I.V.A. no incluido



Pack de 10 adaptadores de tubos para centrífugas, de 5-7 mL. Compatibles con modelo Fugelab 10 y 2615/1 de Nahita y Nahita Blue

Pack de 10 adaptadores de plástico para tubos de 5-7 mL para centrífuga modelo Fugelab 10 y 2615/1 de Nahita y Nahita Blue.

Se puede retirar fácilmente del rotor después de su uso.

SKU: GBK003

Categories: Centrífugas, Instrumentación General