

ADAPTADOR DE CENTRÍFUGA PARA TUBOS 5-7 ML GBK003

26,50€ I.V.A. no incluido



Pack de 10 adaptadores de tubos para centrífugas, de 5-7 mL. Compatibles con modelo Fugelab 10 y 2615/1 de Nahita y Nahita Blue

SKU: GBK003

Categorías: [Centrífugas](#), [Instrumentación General](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack de 10 adaptadores de plástico para tubos de 5-7 mL para centrífuga modelo Fugelab 10 y 2615/1 de Nahita y Nahita Blue.

Se puede retirar fácilmente del rotor después de su uso.

PRESENTACIÓN

Este producto se vende en pack de 10 adaptadores