

ADAPTADOR DE CENTRÍFUGA PARA TUBOS 10 ML GBK002

26,50€ I.V.A. no incluido



Pack de 10 adaptadores de tubos para centrífugas, de 10 mL. Compatibles con modelo Fugelab 10 y 2615/1 de Nahita y Nahita Blue.

SKU: GBK002

Categorías: [Centrífugas](#), [Instrumentación General](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adaptador plástico de tubos de 10 mL para centrífugas, compatibles con modelo Fugelab 10 y 2615/1 de Nahita y Nahita Blue.

Se puede retirar fácilmente del rotor después de su uso.

Dimensiones: 13x100 mm.

PRESENTACIÓN

Este producto se vende en pack de 10 adaptadores