

Analizador automático de hematología con RET DH-800



Analizador automático de hematología con RET DH-800. Con tecnología novedosa AI Cube 2.0 para WBC, que mejora la precisión de las marcas para Blast/IG y procedimiento de análisis de IA completo y lógico, para leucemias comunes como AML&ALL. Muestras de sangre total, sangre capilar, prediluida y fluido corporal.

Rendimiento: hasta 110 Test/hora (CBC/CBC+Diff); Hasta 44 Test/hora (fluido corporal)

Analizador automático de hematología con RET DH-800 con tecnología novedosa AI Cube 2.0 para WBC, que mejora la precisión de las marcas para Blast/IG y procedimiento de análisis de IA completo y lógico, para leucemias comunes como AML&ALL. Muestras de sangre total, sangre capilar, prediluida y fluido corporal.

Rendimiento: hasta 110 Test/hora (CBC/CBC+Diff); Hasta 44 Test/hora (fluido corporal)

[button

link="https://akralab.es/wp-content/uploads/2024/07/catalogo-analizador-hematologia-DH800.pdf" type="big" color="green" newwindow="yes"] Descargar flyer

Analizador Automático con DH-800 RET[/button]

Parámetros

- 39 parámetros reportables (sangre total): WBC, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas% IG#, IG% NLR, PLR RBC, HGB HCT, MCV MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, NRBC#, NRBC%, RET#, RET% LFR, MFR HFR, IRF RHE, PLT PCT, MPV PDW, P-LCR, P-LCC IPF y
- 7 parámetros reportables (fluido corporal): TC-BF#, WBC-BF, MN#, PMN#, MN%, PMN%, RBC-BF.

Características

- **Solución antiinterferencias mejorada para RBC.** Proporciona reglas de marcado inteligentes para la agregación de RB. La corrección automática de resultados con tecnología de baño tibio reduce la interferencia por la agregación de glóbulos rojos.
- **Solución integral para PLT.** El nuevo método de impedancia del flujo de la vaina disminuye la interferencia de los microcitos y las PLT grandes. La tecnología dedicada de desglose de PLT mejora enormemente los problemas de agregación de PLT. El potente canal PLT-F evita aún más la interferencia de los desechos celulares.
- **Experiencia operativa incomparable.** Pantalla táctil de 15,6 pulgadas para la mejor experiencia interactiva. El botón Q para cambiar el modo común mejora la eficiencia operativa. Se encuentran disponibles cargas simultáneas para tubos de sangre total y de sangre capilar.
- **Diseño de muestreo variado y flexible.** El diseño de muestreo trino pionero a nivel mundial que incluye carga automática y STAT (abierto y cerrado) cumple con diversos hábitos operativos de los usuarios finales.
- **Solución integral para el automantenimiento.** Función de apagado automático con sala de limpieza interna. Mantenimiento totalmente automático según el estado del analizador en tiempo real.

Principio

- CBC+DIFF/RET/NRBC: Dispersión láser+Método fluorescente+Citometría de flujo
- Recuento de RBC/PLT: Método de impedancia de flujo de vaina
- Cálculo de HGB: método colorimétrico sin cianuro

[embed]<https://youtu.be/tyMuMgQ83L8>[/embed]

SKU: DH-800

Categories: Hematología, Instrumentación General

Tags: analizador automático hematología, analizador hematología con RET, analizador hematología RET