

Analizador automático VSG miniSED



Analizador VSG totalmente automatizado desde tubos primarios EDTA. Ideal para emergencia, POL e ideal como analizador de respaldo en el laboratorio y hospital.

Equipo automático de Velocidad de Sedimentación Globular

El miniSED® utiliza lecturas fotométricas para cuantificar la formación de Rouleaux, que es la más temprana y crítica. fase de sedimentación. ¡Los resultados se obtienen en menos de 17 segundos! La tecnología miniSED® permite eliminar variables comúnmente asociadas con la ESR tradicional metodologías, como hematocrito, MCV y temperatura. IDEAL PARA HABITACIONES DE EMERGENCIA, POL E IDEAL COMO ANALIZADOR DE RESPALDO EN EL LABORATORIO TÍPICO DEL HOSPITAL.

Características

- Resultados STAT en menos de 17 segundos
- Totalmente automatizado desde tubos primarios EDTA
- Volumen de muestra pediátrica
- Sin exposición a la muestra del paciente
- No desechables
- Lector de código de barras interno
- Se conecta fácilmente a LIS / HIS
- Alta correlación con el método Westergren
- Tarjeta de prueba de varias denominaciones Kit de control de calidad Seditrol®

SKU: 112-01017

Categories: Instrumentación General, Otra Instrumentación