

Analizador de Electrolitos iCheck-E Poctell



Analizador rápido de electrolitos en sangre total en formato POCT iCheck-E. Emplea cartuchos de un solo uso y tecnología de química seca para cuantificar en 5 minutos 5 electrolitos, Sodio, Potasio, Cloro, Calcio ionizado y Magnesio ionizados

Analizador rápido de electrolitos en sangre total en formato POCT iCheck-E. Emplea cartuchos de un solo uso y tecnología de química seca para cuantificar en 5 minutos 5 electrolitos, Sodio, Potasio, Cloro, Calcio ionizado y Magnesio ionizados.

Dispone de pantalla a color integrada para facil manejo y sistema de conexión a LIS.

Especificaciones técnicas:

Parámetro	Exactitud	Precisión	Estabilidad	Rango Lineal(mmol/L)
K+	±3.0%	≤1.5%	≤2.0%	1.0-15.0
Na+	±3.0%	≤1.5%	≤2.0%	100-200
Cl-	±3.0%	≤1.5%	≤2.0%	65-160
iCa 2+	±5.0% ó $r \pm 0.05$ mmol/L	≤1.5%	≤3.0%	0.25-4.00
iMg 2+	±5.0% ó ± 0.05 mmol/L	≤0.02	≤3.0%	0.2-1.5

SKU: iChék-EA-INNOCHECK

Categories: Analizador de electrolitos, POCT