

Analizador FIA Meter Plus Finecare, POCT



Analizador de inmunoensayo por fluorescencia POCT perfecto para aplicación en Laboratorios pequeños, urgencias hospitalarias, UCI, ambulancias, Clínicas satélite o consultorios locales. Función por monocasete con múltiples pruebas disponibles.

Permite mantener el reactivo de prueba almacenado a temperatura ambiente.

Analizador de inmunoensayo por fluorescencia POCT perfecto para aplicación en Laboratorios pequeños, urgencias hospitalarias, UCI, ambulancias, Clínicas satélite o consultorios locales. Función por monocasete. Permite mantener el reactivo de prueba almacenado a temperatura ambiente.

[embed]<https://youtu.be/oECLtqdd3NY>[/embed]

Características

- Equipo portátil y de fácil manejo, perfecto para un análisis FIA en espacios reducidos o incluso a pie de cama del paciente.
- Preciso y fiable. Buena correlación con el método FIA Inmunofluorescencia.
- Control de temperatura que proporcionan mejores condiciones de reacción.
- Pruebas rápidas, con resultados entre 3 y 15 minutos.
- Múltiples modos de prueba disponibles. Gran cantidad de muestras.
- Lectura automática del número de lote y de la información de calibración de cada kit, mediante chip de identificación.
- Muestreador especialmente diseñado para un pequeño volumen de muestras.
- Procedimiento de prueba en 3 pasos: muestreo, mezcla y goteo de la muestra en el casete y lectura de resultados.

[button

link="https://www.akralab.es/wp-content/uploads/2023/10/Analizador-FIA-METER-PLUS.pdf" type="big" color="orange" newwindow="yes"] Catálogo y listado de pruebas del Analizador FIA METER PLUS[/button]

Especificaciones Técnicas

Referencia	6794310FS113
Tipo de muestra	Sangre total, suero, plasma y orina
Formato	Monocasete
Volumen muestra	<100 µL
Tiempo de trabajo	3-15 min.
Conexión	Compatible con LIS/HIS
Impresora	Térmica incorporada. Disponible soporte para impresoras externas
Pantalla	Pantalla Táctil LCD de 8". Interfaz de usuario intuitiva
Dimensiones	270*238*146 mm
Peso	2,8 Kg

SKU: 6794310FS113

Categories: Inmunoensayo FIA, POCT