

Analizador FIA portátil SZY-H01



Analizador de inmunofluorescencia seca portátil que ayuda a diagnosticar afecciones como inflamación y enfermedades cardiovasculares, entre otras, dónde y cuando lo necesite. Función por monocasete con múltiples pruebas disponibles.

Analizador de inmunofluorescencia seca portátil que ayuda a diagnosticar afecciones como inflamación y enfermedades cardiovasculares, entre otras, donde y cuando lo necesite.

Sistema POCT de formato reducido de fácil uso que aporta resultados cuantitativos rápidos, con una pequeña muestra de sangre completa, suero, plasma y orina, según test.

Con cobertura para múltiples parámetros, funciona mediante monocasetes individuales de un sólo uso, que permiten obtener resultados entre 3 y 15 minutos, según referencia.

Dispone de conexión a LIS/HIS y a impresora externa (opcional) para imprimir los resultados de las pruebas.

Perfecto para aplicación en Laboratorios pequeños, urgencias hospitalarias, UCI, ambulancias, Clínicas satélite o consultorios locales.

Especificaciones Técnica

Dimensiones	220*100*75 mm
Tipo muestra	Sangre total, suero, plasma u orina
Formato	Monocasete*
Volumen muestra	<1 ml
Tiempo de trabajo	3-15 min.
Resultado	Cuantitativo
Otros	Conexión USB

**Consultar parámetros
disponibles*

¿Cómo utilizar el analizador FIA portátil?

[embed]<https://youtu.be/P64aGuZYr3I>[/embed]

Parámetros disponibles

Prueba

Diagnóstico

TIROIDES

TSH

Mal funcionamiento de la tiroides

T3

Mal funcionamiento de la tiroides

T4

Mal funcionamiento de la tiroides

fT3

Mal funcionamiento de la tiroides

fT4

Mal funcionamiento de la tiroides

FERTILIDAD / HORMONAS

β-HCG

Fertilidad

MARCADORES CARDIACOS

cTnI

Infarto miocardio

NT-proBNP

Insuficiencia cardiaca

CK-MB	Infarto miocardio
MYO	Infarto miocardio
Dímero D	Trombosis
H-FABP	Infarto miocardio
BNP	Insuficiencia cardiaca
3 en 1 (cTnI/Myo/CK-MB)	Infarto miocardio
cTnT	Infarto miocardio
G17	Función Gástrica

MARCADORES TUMORALES

Tk1	Cáncer de mama
-----	----------------

FUNCIÓN GÁSTRICA

PG I/II	Disfunción gástrica
---------	---------------------

MARCADORES INFLAMATORIOS

PCT	Sepsis
CRP	Infección
SAA	Infección
IL-6	Infección
SAA/CRP	Infección
PCT/IL-6	Sepsis / Infección
hs-CRP+CRP	Infección

MARCADORES DIABETES Y RENAL

HbA1c	Diabetes Mellitus
MAU	Lesión renal
Cys-C	Lesión renal
BGP	Diabetes

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Ferritin	Metabolismo del hierro
25-OH-D	Metabolismo óseo

SKU: SZY-CL1000

Categories: Inmunoensayo FIA, POCT

Tags: Analizador FIA POCT, analizador FIA portátil