

Analizador hematología 3 poblaciones DP-H10, POCT



Sistema automático de análisis de hematología, compacto y eficiente, adecuado para áreas con espacio limitado. Funciona con reactivo en cartucho de un solo uso, sin paso de fluido y libre de mantenimiento. Medición de 21 parámetros de rutina sanguínea + 2 mediciones de proteínas específicas (CRP/SAA).

Analizador automático de hematología POCT 3 poblaciones.

Sistema automático de análisis de hematología, compacto y eficiente, adecuado para áreas con espacio limitado. Funciona con reactivo en cartucho de un solo uso, sin paso de fluido y libre de mantenimiento. Medición de 21 parámetros de rutina sanguínea + 2 mediciones de proteínas específicas (CRP/SAA).

Escenarios de aplicación: Atención Primaria, Ambulancia, Urgencias, UCI, Clínica, Aduana y Frontera, Sistema Sanitario Militar, etc.

[button

link="https://www.akralab.es/wp-content/uploads/2023/10/catalogo-analizador-hematologico-3p.pdf" type="big" color="orange" newwindow="yes"] Catálogo
Analizador hematológico 3P[/button]

Características

- Reactivo de kit de un solo uso. 21 Parámetros: WBC, LYM%, LYM#, MID%, MID#, GRA#, GRA%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC. 2 Parámetros proteicos específicos: PCR, SAA 3 Histograma para WBC, RBC, PLT.
- TAT corto, proceso seguro
- Sin vía de fluido, libre de mantenimiento
- Tamaño compacto, adecuado para áreas con espacio limitado

[embed]<https://youtu.be/uL01e9nnwxs>[/embed]

SKU: 6837310DPH10

Categories: Contadores Hematológicos, POCT