

Analizador hemoglobina POCT Hemo Control



Equipo formato POCT para medición de hemoglobina y hematocrito con una simple prueba. Uso sencillo, paso a paso en la pantalla táctil y resultados rápidos en 25-60 segundos. Muestra de sangre total venosa, capilar o arterial.

El analizador de hemoglobina Hemo Control es un equipo POCT que permite una medición de hemoglobina y hematocrito con una simple prueba. No requiere de calibración y las instrucciones sencillas paso a paso en su pantalla táctil retroiluminada hacen que sea una prueba fácil y rápida.

Los resultados están disponibles después de 25-60 segundos y únicamente son necesarios 8 μ L de sangre total venosa, capilar o arterial.

Gracias a sus baterías recargables y a su peso ligero es ideal para transportarlo al lugar donde se requiera la medición.

Dispone de comunicación bidireccional con LIS y almacena hasta 4000 resultados en su memoria.

Uso sencillo en sólo 3 pasos

[caption id="attachment_12698" align="alignnone" width="300"]



Paso 1: Recoja la muestra de sangre (8

μ L)[/caption]

[caption id="attachment_12697" align="alignnone" width="300"]



Paso 2: Coloque la microcubeta en el
analizador[/caption]

[caption id="attachment_12696" align="alignnone" width="300"]



Paso 3: Resultado en 25-60
segundos[/caption]

Especificaciones Técnicas

Método de medición	Fotometría de metahemoglobina
Velocidad de prueba	25-60 segundos dependiendo de la concentración
Muestra	sangre total venosa, arterial o capilar
Volumen de muestra	8 µL

Intervalo de medición	0.25.6 g/dL; 0-15.9 mmol/L
Precisión	CV<2%
Conectividad	puerto USB
Compatibilidad	LIS, HIS
Peso	700 gramos
Autonomía	Baterías recargables integradas (100 horas de uso)
Certificado	CE

[embed]https://youtu.be/iMI_MEnIDCE[/embed]

SKU: 3040-0010-0218

Categories: Hemoglobina y Hematocrito, POCT