

## ANALIZADOR HEMOGLOBINA POCT HEMO CONTROL



Equipo formato POCT para medición de hemoglobina y hematocrito con una simple prueba. Uso sencillo, paso a paso en la pantalla táctil y resultados rápidos en 25-60 segundos. Muestra de sangre total venosa, capilar o arterial.

---

**SKU:** 3040-0010-0218

**Categorías:** [Hemoglobina y Hematocrito](#), [POCT](#)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El analizador de hemoglobina Hemo Control es un equipo POCT que permite una medición de hemoglobina y hematocrito con una simple prueba. No requiere de calibración y las instrucciones sencillas paso a paso en su pantalla táctil retroiluminada hacen que sea una prueba fácil y rápida.

Los resultados están disponibles después de 25-60 segundos y únicamente son necesarios 8  $\mu$ L de sangre total venosa, capilar o arterial.

Gracias a sus baterías recargables y a su peso ligero es ideal para transportarlo al lugar donde se

requiera la medición.

Dispone de comunicación bidireccional con LIS y almacena hasta 4000 resultados en su memoria.

### Uso sencillo en sólo 3 pasos



Paso 1: Recoja la muestra de sangre (8  $\mu$ L)



Paso 2: Coloque la microcubeta en el analizador



Paso 3: Resultado en 25-60 segundos

## Especificaciones Técnicas

Método de medición	Fotometría de metahemoglobina
Velocidad de prueba	25-60 segundos dependiendo de la concentración
Muestra	sangre total venosa, arterial o capilar
Volumen de muestra	8 µL
Intervalo de medición	0.25-6 g/dL; 0-15.9 mmol/L
Precisión	CV<2%
Conectividad	puerto USB
Compatibilidad	LIS, HIS
Peso	700 gramos
Autonomía	Baterías recargables integradas (100 horas de uso)
Certificado	CE