

Analizador de hemoglobina portátil DiaSpect Tm

~~451,04€~~ El precio original era: 451,04€. 350,00€ El precio actual es: 350,00€. I.V.A. no incluido



Analizador de mano portátil que permite medir el nivel de hemoglobina y hematocrito de forma sencilla y fiable, en tan sólo 1 segundo. Funciona con un volumen de muestra de 10 μ L de sangre total.

El analizador de hemoglobina DiaSpect Tm es un analizador de mano que permite medir el nivel de hemoglobina y hematocrito en un segundo, de forma sencilla y fiable.

Equipo POCT que no necesita reactivos ya que lleva a cabo la medición a través de fotometría de amplio espectro y compensación de la turbidez y dispersión.

Únicamente son necesarios 10 µL de sangre total para llevar a cabo una medición.

Características

- Su pequeño volumen y su peso ligero hacen que sea fácilmente transportable, además está provisto de unas baterías recargables con 40 horas de uso continuo.
- Con la tecnología “siempre a punto” el equipo no requiere puesta en marcha y no necesita calibración puesto que se autoajusta después de cada medición.
- Se conecta de forma inalámbrica por bluetooth para la visualización de resultados en el PC. Tiene conexión a LIS.
- Principio: método fotométrico de amplio espectro y compensación de la turbidez y la dispersión.
- Uso con [cubetas de muestreo de sangre específicas para Diaspect Tm](#).

Especificaciones Técnicas

- Muestra: sangre total
- Volumen de muestra: 10 µL
- Certificado: CE
- Tiempo de lectura: 1 segundo

Principio fotometría de amplio espectro

Velocidad de prueba 1 segundo

Intervalo de medición	0,5-25,5 g/dL
Precisión	CV≤1% PARA Hb ≥100 g/L, DE≤0,1g/dL para Hb<100g/L
Conectividad	inalámbrica vía Bluetooth
Peso	180 gramos
Dimensiones (L/An/Al)	150*90*40 mm
Compatibilidad	LIS, HIS

[embed]<https://youtu.be/7KYz5ISgSTI>[/embed]

SKU: 3200-0011

Categories: Hemoglobina y Hematocrito, POCT