

Armario refrigerado Serie Nacional AEX1000 TF, 1000 litros



Armario de refrigeración expositor Serie Nacional AEX1000 T/F, con capacidad hasta 1000 litros, con doble puerta acristalada que permite visibilidad completa del contenido.

Armario de refrigeración Serie Nacional AEX1000 T/F, con capacidad hasta 1000 litros. Mejorado en diseño, robustez y fiabilidad, manteniendo la misma capacidad y cumpliendo con los estándares de calidad para seguir mejorando la clasificación energética.

Diseño con puertas de cristal dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete plano “cleanless” de cuatro cámaras fácilmente desmontable.

Controlador de fácil manejo de mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.

Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%

Infrico cuenta con Certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.

SKU: AEX1000T/F

Categories: Congeladores, Instrumentación General