

Armario de seguridad para piezas conservadas en formol



Armario Básico con puertas correderas para almacenamiento de muestras quirúrgicas conservadas en Formol. Dotado de Filtro integrado de carbón activo.

Armario Básico con puertas correderas para almacenamiento de muestras quirúrgicas conservadas en Formol. Dotado de Filtro integrado de carbón activo.

Modelo VSC-1030-DGS-130

Características:

- Puertas correderas con cristal para mejor visualización de contenido.
- Con 5 estantes
- Acero inoxidable AISI 304 1 mm
- Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 224 x 100 x 60 cm

SKU: PI-1910-011304-AKRALAB

Categories: Anatomía Patológica, Manejo de Formol