

## ARMARIO DE SEGURIDAD PARA PIEZAS CONSERVADAS EN FORMOL



Armario Básico con puertas correderas para almacenamiento de muestras quirúrgicas conservadas en Formol. Dotado de Filtro integrado de carbón activo.

---

**SKU:** PI-1910-011304-AKRALAB

**Categorías:** [Anatomía Patológica](#), [Manejo de Formol](#)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Armario Básico con puertas correderas para almacenamiento de muestras quirúrgicas conservadas en Formol. Dotado de Filtro integrado de carbón activo.

Modelo VSC-1030-DGS-130

#### Características:

- Puertas correderas con cristal para mejor visualización de contenido.
- Con 5 estantes
- Acero inoxidable AISI 304 1 mm

- Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 224 x 100 x 60 cm