


## ASA CALIBRADA ESTÉRIL 1 UL

**30,90€ I.V.A. no incluido**



Asa de inoculación/siembra calibrada estéril de 1 ul, tipo flexible y color verde claro. 1000 unidades repartidas en 50 cajas de 20 unidades.

---

**SKU:** 30015

**Categorías:** [Desechable y fungible para Microbiología](#), [Microbiología](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Asa de inoculación calibrada estéril de 1 ul, tipo flexible y color verde claro.