


ASA CALIBRADA ESTÉRIL 1 UL

30,90€ I.V.A. no incluido



Asa de inoculación/siembra calibrada estéril de 1 ul, tipo flexible y color verde claro. 1000 unidades repartidas en 50 cajas de 20 unidades.

SKU: 30015

Categorías: [Desechable y fungible para Microbiología](#), [Microbiología](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Asa de inoculación calibrada estéril de 1 ul, tipo flexible y color verde claro.