

## ASA CALIBRADA ESTÉRIL 10UL FLOW PELABLE

124,43€ - 284,66€ I.V.A. no incluido



### INFORMACIÓN ADICIONAL

**Unidades** Flow pelable 10 ud. (2×1400), Flow pelable 20 ud. (2×2500), Flow pelable individual (2×600)

Asa fabricada en poliestireno flexible estéril por radiación de 10UL, presentada en pack flow pelable

**SKU:** 302753

**Categorías:** [Desechable y fungible para Microbiología](#), [Microbiología](#)

### VARIACIONES

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
	302754	124,43€ I.V.A. no incluido	Sin existencias		Flow pelable 10 ud.	(2×1400)

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
--------	-----	--------	--------------	----------------	-------------	----------



125,65€ I.V.A.  
302753 no incluido

Flow pelable individual (2x600)



284,66€ I.V.A.  
302755 no incluido Sin existencias

Flow pelable 20 ud. (2x2500)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

### Unidades

Flow pelable 10 ud. (2x1400), Flow pelable 20 ud. (2x2500), Flow pelable individual (2x600)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

## PRESENTACIÓN

Presentación:

Volumen: