

ASA CALIBRADA ESTÉRIL 10UL FLOW PELABLE



INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades	Flow pelable 10 ud. (2×1400), Flow pelable 20 ud. (2×2500), Flow pelable individual (2×600)
-----------------	---

Asa fabricada en poliestireno flexible estéril por radiación de 10UL, presentada en pack flow pelable

SKU: 302753

Categorías: [Desechable y fungible para Microbiología](#), [Microbiología](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades	Flow pelable 10 ud. (2×1400), Flow pelable 20 ud. (2×2500), Flow pelable individual (2×600)
-----------------	---

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

[Descargar PDF](#)



PRESENTACIÓN

Presentación:

Volumen: