

ASA CALIBRADA ESTÉRIL 1UL FLOW PELABLE



INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades Flow pelable 10 ud.
(2×1400), Flow pelable 20
ud. (2×2500)

Asa fabricada en poliestireno flexible estéril por radiación de 1UL, presentada en pack flow pelable

SKU: 302744

Categorías: [Desechable y fungible para Microbiología](#), [Microbiología](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades Flow pelable 10 ud. (2×1400), Flow pelable 20 ud. (2×2500)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF



PRESENTACIÓN

Presentación:

Volumen: