

ASA CALIBRADA ESTÉRIL 1UL FLOW PELABLE

124,43€ - 206,34€Rango de precios: desde 124,43€ hasta 206,34€ I.V.A. no incluido



INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades Flow pelable 10 ud.
(2×1400), Flow pelable 20 ud. (2×2500)

Asa fabricada en poliestireno flexible estéril por radiación de 1UL, presentada en pack flow pelable

SKU: 302744

Categorías: [Desechable y fungible para Microbiología](#), [Microbiología](#)

VARIACIONES


Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
	302745	206,34€ I.V.A. no incluido	Sin existencias			Flow pelable 20 ud. (2×2500)

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Unidades
--------	-----	--------	--------------	----------------	-------------	----------



124,43€ I.V.A.
 302744 no incluido

Sin existencias

Flow pelable
 10 ud.
 (2x1400)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades

Flow pelable 10 ud. (2x1400), Flow pelable 20 ud. (2x2500)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF

PRESENTACIÓN

Presentación:

Volumen: