


ASA CALIBRADA ESTÉRIL 1UL PEEL-PACK



INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades Peel-Pack 10 ud. (4X500),
Peel-Pack 20 ud. (4X1000)

Asa fabricada en poliestireno flexible estéril por radiación de 1UL, presentada en peel-pack

SKU: 302703

Categorías: [Desechable y fungible para Microbiología](#), [Microbiología](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Unidades Peel-Pack 10 ud. (4X500), Peel-Pack 20 ud. (4X1000)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional:

Descargar PDF



PRESENTACIÓN

Presentación:

Volumen: