

Bilirrubinómetro transcutáneo MBJ30 portable



Instrumento de mano para el examen clínico dinámico de la ictericia en neonatos.

Permite probar la bilirrubina transcutánea que es correlativa con la concentración sérica de bilirrubina de manera no invasiva e instantánea, simplemente colocándola en la piel neonatal. Reduce sufrimiento al recién nacidos y reduce los tiempos y el coste de las pruebas extra, aumentando la eficiencia del trabajo del equipo médico.

Detector de ictericia transcutánea portable con carga de batería por base inalámbrica. Instrumento de mano para el examen clínico dinámico de la ictericia en neonatos. Permite probar la bilirrubina transcutánea que es correlativa con la concentración sérica de bilirrubina de manera no invasiva e instantánea, simplemente colocándola en la piel neonatal. Evita por un lado la incomodidad o sufrimiento producido por otras pruebas como la analítica de sangre al recién nacidos, al mismo tiempo que reduce los tiempos y el coste de las pruebas extra, aumentando la eficiencia del trabajo de todo el equipo médico.

Características

- LCD digital Muestra la lectura de la prueba de forma instantánea
- Función de almacenamiento y memoria: 192 lecturas
- Tarjeta de identificación del paciente
- Configuración de tiempos promedio de 1 a 9
- Permite cargar los datos almacenados al ordenador mediante USB

Especificaciones

- Pantalla: LCD.
- Potencia: batería recargable AA 1.2VX2.
- Luminoso verde para indicación de estado listo
- Rango de medición: 0.0 mg/d L - 32.0 mg/d L.
- Precisión de medición: el rango es ± 1.5 mg/d L (± 25.5 μ mol/L).
- Tiempo de preparación de carga: <5 segundos.

SKU: MBJ30

Categories: Bilirrubinómetro, POCT

Tags: bilirrubinómetro, bilirrubinómetro neonatos, bilirrubinómetro transcutáneo, detector ictericia neonatos