

Bio-contenedor seguridad Clase 6.2, 1 Litro



Contenedor bio-seguridad para el transporte sin riesgo de sustancias infecciosas y muestras de diagnóstico por vía aérea, terrestre y marítima. Capacidad 1 Litro para envío de muestras múltiples.

Contenedor de seguridad Clase 6.2 con capacidad 1 Litro, destinado al transporte

de muestras de diagnóstico y sustancias infecciosas (Clase 6.2) a temperatura ambiente o controlada.

Embalaje para envío de varios tubos de ensayo o viales en la misma expedición, al igual que el envío de parte de órganos o tejidos.

EI BIOTAINER es un embalaje homologado Naciones Unidas UN conforme a las Reglamentaciones Nacionales e internacionales en vigor (OACI/IATA, ADR, RID, IMDG). Cumple las instrucciones de Embalaje 602 / 650 de OACI/IATA y P620 / P650 ADR.

Contiene

- Una caja de cartón con marcado y etiquetado impresos en castellano o inglés.
- Un tubo separado de cartón.
- Un recipiente secundario de PP hermético que permite la expedición de uno o varios recipientes primarios.
- Material absorbente y amortiguador dentro del recipiente, con precinto PE.

Dimensiones

- Dimensiones exteriores: 170x170x210
- Dimensiones interiores: 165x165x205
- Recipiente: Ø 100mm., altura 140mm.

SKU: 62002

Categories: Microbiología, Recogida y transporte de muestras