

Cámara para macro



Modelo F30s

Cámara Digital con Zoom para análisis Macroscópico de muestras en anatomía patológica

integrable en Mesas de tallado o para instalación autónoma. Incluye software de análisis.

Modelo F30s

Cámara Digital con Zoom para análisis macroscópico de muestras en anatomía patológica

integrable en mesas de tallado o para instalación autónoma. Incluye software de análisis.

*No incluye el monitor que aparece en la foto.

- Óptica de zoom superior 30: 1 con enfoque automático
- Controles de cámara y lente de fácil acceso integrados
- Gran distancia de trabajo práctica
- Totalmente flexible y configurable con diferentes soportes y soportes
- Full HD 1080p, 60 fps para un trabajo ampliado sin retrasos

Las opciones incluyen una carcasa protegida contra descargas electrostáticas y un puntero láser incorporado

Especificaciones técnicas

Video Output	Full HD 1080/59,94p switchable to Full HD 1080/50p
Imager	3,2M pixels. 1920(H) x 1080(V) 16:9 format progressive scan CMOS image sensor
Pixel Size (resolution)	2,5 µm x 2,5 µm
I/O Ports	HDMI video output, 5P MiniDin Power input, 8P MiniDin External Remote Control
Onboard Control	Zoom, Iris, Auto Focus on/off, White Balance
External Remote Control	Zoom, Iris, Manual/Auto Brightness, Manual/Auto Focus, White Balance, Picture Quality Mode, Display Text, Crosshairs overlay, Image Rotate, Image Freeze, Memory Save/Recall (2 pcs), Foot-switch, Video Output Frame Rate
Illumination	External RingLight
Storage Environment	-20° - +60°C, 20 - 95% RH, non-condensing
Operating Environment	-5 ° - +40°C, 20 - 95% RH, non-condensing

Size, Weight f 86,5 x 137mm exclusive cable. 1,1 kg. excluding stand

Categories: Anatomía Patológica, Tallado