

Carro para nevera transporte ADR Bioclinic II

173,83€ I.V.A. no incluido



Carro plegable para transportar de forma cómoda, segura y sin esfuerzos la nevera ADR Bioclinic II.

Carro plegable para transportar de forma cómoda, segura y sin esfuerzos la nevera ADR Bioclinic II.

Completamente plegable y de fácil montaje, permite transportar la nevera ADR Bioclinic II sin esfuerzos.

Simplemente desplegando la base frontal, colocando la nevera sobre la misma y fijándola con la cuerda elástica en la parte superior del asa, conseguirá una sujeción máxima.

Un sistema cómodo y seguro para el traslado de sus muestras a temperatura adecuada.

Con asa extensible para hacer más fácil el traslado.

SKU: CAR.BCL

Categories: Preanalítica, Trazabilidad y Neveras de transporte