

Casete biopsia para impresora láser Fa-tech, Serie 215

106,50€ I.V.A. no incluido



Casete muestras para impresora láser Fa-Tech, serie 215. Superficie perforada, color verde.

Presentación: Caja de 1.000 ud apilados en tiras de 40 casetes. Tapa servida a granel por separado.

El sistema de casete para biopsia láser Fa-Tech ofrecen un sistema de identificación de muestras económico, seguro y eficaz, desde la mesa de corte hasta el bloque de parafina. Control y trazabilidad de datos desde el momento de la recolección y hasta el archivo de muestras en anatomía patológica. Casetes con gran área de escritura para personalizar donde puede incluir la información que necesite.

Fabricado con acetal resistente a productos químicos de alta calidad. Dispone de orificios diseñados para maximizar el intercambio de fluidos durante las fases de procesamiento. Superficie de ángulo de 45 °. Compuesto por una base y una tapa adjunta sin ensamblar, que se retira fácilmente.

Contiene un componente químico especial que se carboniza cuando se expone al láser, proporcionando un marcado perfecto, de alta resolución e indeleble. Se puede marcar en tres lados con tecnología patentada por Fa-Tech. Validado en las impresoras de casete PULSAR, VEGA, NOVA Fa-Tech y también compatible con otras impresoras de casete (Inkjet, transferencia térmica). Compatible además con la mayoría de las abrazaderas de bloque de micrótomo.

Disponible en diferentes colores, servidos en cajas de 1.000 ud apilados en tiras de 40 casetes y con tapas a granel por separado.

SKU: 215-08-10LMI

Categories: Anatomía Patológica, Fungible para Anatomía Patológica