

Casete para impresora láser Fa-tech, Serie 115

106,50€ I.V.A. no incluido



Casete muestras para impresora láser Fa-Tech. Superficie rayada, disponible en diferentes colores.

Presentación: Bolsa de 1.000 ud a granel.

El sistema de casete láser Fa-Tech ofrece proporcionan un sistema de identificación

de muestras económico, seguro y eficaz, desde la mesa de corte hasta el bloque de parafina. Control y trazabilidad de datos desde el momento de la recolección y hasta el archivo de muestras en anatomía patológica. Casetes con gran área de escritura para personalizar donde puede incluir la información que necesite.

Fabricado con acetal resistente a productos químicos de alta calidad. Dispone de ranuras diseñadas para maximizar el intercambio de fluidos durante las fases de procesamiento. Superficie de ángulo de 45 °. Compuesto por una base y una tapa adjunta sin ensamblar, que se retira fácilmente.

Contiene un componente químico especial que se carboniza cuando se expone al láser, proporcionando un marcado perfecto, de alta resolución e indeleble. Se puede marcar en tres lados con tecnología patentada por Fa-Tech. Validado en las impresoras de casete PULSAR, VEGA, NOVA Fa-Tech y también compatible con otras impresoras de casete (Inkjet, transferencia térmica). Compatible además con la mayoría de las abrazaderas de bloque de micrótopo.

Disponible en diferentes colores, servidos en cajas de 1.000 ud en bolsa a granel.

Categories: Anatomía Patológica, Fungible para Anatomía Patológica