

CASETE PARA IMPRESORA LÁSER FA-TECH, SERIE 115

106,50€ I.V.A. no incluido



INFORMACIÓN ADICIONAL

Color Azul, Blanco, Amarillo, Aqua, Naranja, Verde

Casete muestras para impresora láser Fa-Tech. Superficie rayada, disponible en diferentes colores.

Presentación: Bolsa de 1.000 ud a granel.

SKU: N / A

Categorías: [Anatomía Patológica](#), [Fungible para Anatomía Patológica](#)

VARIACIONES

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Color
	115-03-10LM	106,50€ I.V.A. no incluido				Azul

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Color
	115-01-10LM	106,50€ I.V.A. no incluido	Sin existencias			Blanco
	115-02-10LM	106,50€ I.V.A. no incluido	Sin existencias			Amarillo
	115-06-10LM	106,50€ I.V.A. no incluido	Sin existencias			Naranja
	115-05-10LM	106,50€ I.V.A. no incluido				Verde
	115-08-10LM	106,50€ I.V.A. no incluido	Sin existencias			Aqua

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sistema de casete láser Fa-Tech ofrece proporcionar un sistema de identificación de muestras económico, seguro y eficaz, desde la mesa de corte hasta el bloque de parafina. Control y trazabilidad de datos desde el momento de la recolección y hasta el archivo de muestras en anatomía patológica. Casetes con gran área de escritura para personalizar donde puede incluir la información que necesite.

Fabricado con acetal resistente a productos químicos de alta calidad. Dispone de ranuras diseñadas para maximizar el intercambio de fluidos durante las fases de procesamiento. Superficie de ángulo de 45 °. Compuesto por una base y una tapa adjunta sin ensamblar, que se retira fácilmente.

Contiene un componente químico especial que se carboniza cuando se expone al láser, proporcionando un marcado perfecto, de alta resolución e indeleble. Se puede marcar en tres lados con tecnología patentada por Fa-Tech. Validado en las impresoras de casete PULSAR, VEGA, NOVA Fa-Tech y también compatible con otras impresoras de casete (Inkjet, transferencia térmica). Compatible además con la mayoría de las abrazaderas de bloque de micrótopo.

Disponible en diferentes colores, servidos en cajas de 1.000 ud en bolsa a granel.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Color Azul, Blanco, Amarillo, Aqua, Naranja, Verde