

Casete para biopsia con tapa, 40x28x6 mm

71,60€ I.V.A. no incluido



Casete de inserción para la incrustación de muestras histológicas, con orificios para tiras y tapa desmontable. Dimensiones: 40x28x6 mm

Presentación: Caja 1.000 ud.

Casete de inserción para la incrustación de muestras histológicas, con orificios para

tiras y tapa desmontable, diseñado para reducir los errores en la identificación de las muestras durante el procesamiento. Está hecho de resina acetílica resistente a la mayoría de los disolventes y descalcificadores en el mercado y a la moderna técnica ultrasónica utilizada en los laboratorios de histopatología actuales.

Características

- Proporcionado con sistema de doble cierre y tres lados disponibles para escritura (lado frontal a 35°)
- Adecuado para impresoras automáticas Olympus y Leica y conveniente para la mayoría de las impresoras automáticas.
- Disponible en diferentes colores para una clasificación y archivo más rápido y fácil.
- Ángulo de escritura de 35°.
- Dimensiones: 40x28x6 mm.
- Material: POM (polioximetileno)
- Tolerancia a la temperatura: de -40°C a + 110°C (150°C sólo por un período de tiempo muy corto)

Conformidad

DIRECTIVA 98/79 / CE de 27/10/98 (IVD), UNI EN ISO 9001, UNI CEI EN ISO 13485, UNI CEI EN ISO 14971 y UNI CEI EN 15223-1

Categories: Anatomía Patológica, Fungible para Anatomía Patológica