

## CASETE PARA BIOPSIA CON TAPA, 40X28X6 MM

71,60€ I.V.A. no incluido



### INFORMACIÓN ADICIONAL

**Color** Blanco, Amarillo, Naranja, Rosa, Verde

Casete de inserción para la incrustación de muestras histológicas, con orificios para tiras y tapa desmontable. Dimensiones: 40x28x6 mm

Presentación: Caja 1.000 ud.

**SKU:** N / A

**Categorías:** [Anatomía Patológica](#), [Fungible para Anatomía Patológica](#)

### VARIACIONES






Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Color
	0396	71,60€ I.V.A. no incluido	Sin existencias			Verde

Imagen	SKU	Precio	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Color
	0393	71,60€ I.V.A. no incluido				Blanco
	0398	71,60€ I.V.A. no incluido	Sin existencias			Naranja
	0397	71,60€ I.V.A. no incluido	Sin existencias			Rosa
	0395	71,60€ I.V.A. no incluido	Sin existencias			Amarillo

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Casete de inserción para la incrustación de muestras histológicas, con orificios para tiras y tapa desmontable, diseñado para reducir los errores en la identificación de las muestras durante el procesamiento. Está hecho de resina acetilica resistente a la mayoría de los disolventes y descalcificadores en el mercado y a la moderna técnica ultrasónica utilizada en los laboratorios de histopatología actuales.

## Características

- Proporcionado con sistema de doble cierre y tres lados disponibles para escritura (lado frontal a 35°)
- Adecuado para impresoras automáticas Olympus y Leica y conveniente para la mayoría de las impresoras automáticas.

- Disponible en diferentes colores para una clasificación y archivo más rápido y fácil.
- Ángulo de escritura de 35°.
- Dimensiones: 40x28x6 mm.
- Material: POM (polioximetileno)
- Tolerancia a la temperatura: de -40°C a + 110°C (150°C sólo por un período de tiempo muy corto)

## **Conformidad**

DIRECTIVA 98/79 / CE de 27/10/98 (IVD), UNI EN ISO 9001, UNI CEI EN ISO 13485, UNI CEI EN ISO 14971 y UNI CEI EN 15223-1

## **INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Color** Blanco, Amarillo, Naranja, Rosa, Verde