

CellBox Bioreactor para cultivo celular tratado, estéril

96,63€ - 250,00€ Rango de precios: desde 96,63€ hasta 250,00€
I.V.A. no incluido



CellBox Bioreactor para cultivo celular tratado, estéril. Disponible para 1 ó 10 niveles.

Presentación: 6 unidades

Dispositivo Cell Biorreactor en perfusión, disponible monocapa o con hasta 10 niveles, para realizar cultivos celulares en diferentes volúmenes.

Fabricado en poliestireno de alta calidad.

El dispositivo de cultivo CellBox permite operaciones estandarizadas y fáciles de usar, que garantiza un crecimiento celular uniforme.

Perfecto para la mayoría de las líneas celulares adherentes

Amplificación lineal, fácil de expandir a escala industrial.

Material transparente observable directamente en microscopio.

El diseño modular puede ser en serie multinivel o en paralelo.

Se puede equipar con una variedad de instrumentos de monitoreo en línea.

Integridad estricta probada

Esterilizado por irradiación gamma.

Libre DNasa / RNasa y apirógeno

SKU: CBX010001

Categories: Desechable y fungible para Microbiología, Microbiología