

Centrífuga Analógica GBC001-2650 12 tubos 15 mL



Centrífuga de sobremesa analógica para tubos de 15 mL, con capacidad para 6 ó 12 ud.

Centrífuga de sobremesa analógica de acero pintado al horno con tapa de metacrilato abatible y dispositivo de seguridad al abrir la tapa.

Equipada con interruptor de encendido y testigo luminoso, regulación de velocidad por posiciones y temporizador regulable hasta 30 minutos para desconexión automática y conexión continua.

Compatibilidad para 12 tubos 15 mL (16x100 mm) y para 6 Tubos Tipo Falcon de 15 mL

Características:

- 1| Cabezal angular y control analógico de parámetros
- 2| Carcasa de acero pintada al horno
- 3| Regulación de velocidad por posiciones
- 4| Interruptor de seguridad en tapa.

SKU: GBC001-2650

Categories: Centrífugas, Instrumentación General