

CENTRÍFUGA ANALÓGICA GBC001-2650 12 TUBOS 15 ML



Centrífuga de sobremesa analógica para tubos de 15 mL, con capacidad para 6 ó 12 ud.

SKU: GBC001-2650

Categorías: [Centrífugas](#), [Instrumentación General](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Centrífuga de sobremesa analógica de acero pintado al horno con tapa de metacrilato abatible y dispositivo de seguridad al abrir la tapa.

Equipada con interruptor de encendido y testigo luminoso, regulación de velocidad por posiciones y temporizador regulable hasta 30 minutos para desconexión automática y conexión continúa.

Compatibilidad para 12 tubos 15 mL (16x100 mm) y para 6 Tubos Tipo Falcon de 15 mL

Características:

1| Cabezal angular y control analógico de parámetros

- 2| Carcasa de acero pintada al horno
- 3| Regulación de velocidad por posiciones
- 4| Interruptor de seguridad en tapa.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Especificaciones:

Capacidad	12×15 mL
Máxima FCR	2147 g
Temporizador	1-30 min
Rango velocidad	500-4000 RPM
Regulación de velocidad	Intervalos de 500 rpm
Dimensiones	29x36x27 cm
Peso	15 kg