

Centrífuga Angular Digital Inducción AKR50-i



Centrífuga analógica digital de inducción para aplicaciones de rutina. Capacidad para 12 tubos de 15 ml. cónicos, redondos o de vacío para sangre de 13x75 mm y 13x100 mm.

Centrífuga angular digital de inducción para aplicaciones de rutina como concentración de suspensiones celulares, separación de suero o plasma, etc. Diseño compacto y estable presenta regulación digital de la velocidad y el tiempo de centrifugación.

Características

- Cabezal angular con capacidad para 12 tubos de 15 ml con posiciones numeradas.
- Pantalla LED para ajuste y visualización del tiempo y la velocidad de funcionamiento.
- Regulación digital de la velocidad hasta un máximo de 4000 rpm.
- Interruptor de seguridad que impide que la centrífuga entre en funcionamiento si la tapa está abierta y que para automáticamente la centrifugación en caso de apertura de la tapa.
- Motor de inducción que garantiza un funcionamiento suave.
- Base con ventosas para una óptima fijación a la superficie de trabajo.

[button

link="https://www.akralab.es/wp-content/uploads/2025/02/manual-centrifuga-akr50i-akralab.pdf" type="big" color="orange" newwindow="yes"] Descargar Manual Centrífuga AKR50i[/button]

SKU: 66553100TD4Y

Categories: Centrífugas, Instrumentación General