

Centrifuga clínica de capacidad media Medibas+ 2741



Centrifuga Clínica de rotor basculante para una capacidad media de carga de tubos de sangre y suero. Incluye rotor y cestillos, para un total de 16 tubos de 15 ml, y reductores para trabajar con tubos de 13x75 y 13x100 mm.

Centrifuga Clínica de rotor basculante para una capacidad media de carga de tubos de sangre y suero. Medibas+ 2741 se suministra con rotor y cestillos, para un total de 16 tubos de 15 ml, y reductores para trabajar con tubos de 13x75 y 13x100 mm sin problemas. Además ha sido probada con tubos de gran longitud de hasta 120 mm sin problemas de contacto con la cruceta.

Características Principales

- Diseño robusto y estable que cumple con los requisitos de seguridad exigidos: Mueble exterior y base fabricados en acero y cubeta interior en acero inoxidable Patas tipo ventosa que aseguran una gran estabilidad del equipo.
- Cierre electro-mecánico que impide la apertura de la tapa durante la centrifugación y mecanismo de seguridad que evita la puesta en marcha del equipo con la tapa abierta.
- Sistema de protección que para automáticamente la centrifugación en caso de sobrepasar la velocidad máxima permitida.
- Tapa con base metálica y mecanismo de suspensión.
- Incorpora un dispositivo de mirilla para visualizar el interior.

SKU: GLC001

Categories: Centrífugas, Instrumentación General