

Centrífuga clínica modelo 2615 Nahita



Centrífuga Clínica de sobremesa para 6 tubos de 15 ml, Modelo 2615 Nahita. De

diseño compacto y estable presenta regulación digital de la velocidad y el tiempo de centrifugación.

[embed]<https://youtu.be/REZQy3d18vY>[/embed]

Centrífuga digital de sobremesa para centros de extracción o aplicaciones de rutina como concentración de suspensiones celulares, separación de suero o plasma, etc. De diseño compacto y estable presenta regulación digital de la velocidad y el tiempo de centrifugación.

Dispone de un rotor fijo para 6 tubos de 15ml, y acepta tubos menores de 3/5/7ml con o sin adaptador específico.

Características

- Cabezal angular con capacidad para 6 tubos de 15 mL (dimensiones 16x100 mm) con posiciones numeradas.
- Tapa transparente de policarbonato para visualización y control del cabezal.
- Pantalla LED para ajuste y visualización del tiempo y la velocidad de funcionamiento.
- Regulación digital de la velocidad hasta un máximo de 4000 rpm.
- Interruptor de seguridad que impide que la centrífuga entre en funcionamiento si la tapa está abierta y que para automáticamente la centrifugación en caso de apertura de la tapa.
- Motor de suspensión elástica que garantiza un funcionamiento suave.
- Patas tipo ventosa para una óptima fijación a la superficie de trabajo.
- Disponibles adaptadores para tubos de 10 mL (13x100 mm) y 5/7 mL (13x75 mm); Si no se adquieren los adaptadores/conteras para tubos pequeños estos se pueden centrifugar directamente sobre el portatubos suministrado estándar, pero para extraerlos a final del protocolo se necesitan unas pinzas.

Especificaciones Técnicas

- Velocidad 1000-4000 rpm (pasos 500 rpm)
- Tiempo 1-59 min (pasos 1 min)

- Capacidad 6x15 MI
- FCR máx. 1790 g
- Potencia 80 W Voltaje 220 V - 50 Hz

SKU: GBF001

Categories: Centrífugas, Instrumentación General